

SANILABO

CATÁLOGO 2011 INDUSTRIA



CEPAS PARA
MICROBIOLOGÍA



SANILABO INDUSTRIA

Fax: +34 96 374 04 84 / 902 100 274

Email: industria@sanilabo.com

WebSite: www.sanilabo.com

WebShop: www.sanilaboshop.es

SANILABO S.L. | VALENCIA | C/San Roque nº30 Bajo

46910 Benetusser - Valencia

T. +34 96 395 08 09 / 902 100 275

F. +34 96 374 04 84 / 902 100 274

| MURCIA | T. +34 902 100 275

| BALEARES | T. +34 902 100 275

CEPAS PARA MICROBIOLOGÍA



Colección Española de Cultivos Tipo (CECT)

El envío de las diferentes presentaciones lo realiza directamente la CECT por mensajería hasta el usuario final, cumpliendo todas las normas de seguridad aplicables. Para evitar manipulaciones y pérdidas de tiempo que puedan suponer una merma en la calidad de las cepas.

CEPA LIOFILIZADA

Es la presentación clásica de las cepas y en la mayoría de colecciones es la única. El microorganismo se suministra liofilizado en ampolla de vidrio. Presenta como ventajas principales su bajo coste y su facilidad de almacenamiento, pero requiere una manipulación mayor ya que es necesario hidratar el líofilo, sembrar, incubar y confirmar el crecimiento.

CEPA "ACTICULT 3R"

Presentación de un cultivo activo en tubo, del microorganismo, acompañado de tres crioviales para su posterior congelación. Para cada cepa se adjunta el certificado de análisis de la misma, en el que se indica que es la primera siembra desde la cepa de referencia.

Ventajas:

- Fácil apertura, al tratarse de tubos de tapón de rosca.
- Cultivo activo recién obtenido a partir de las cepas de la CECT, y comprobada su autenticidad y pureza.
- Incluye 3 crioviales con un protector adecuado que permite al usuario preparar su propio lote de reserva.
- Al tratarse de un medio que no congela a temperaturas de -20°C, resulta más sencillo y fácil de manejar, además de alargar el tiempo de vida útil del mismo.

El precio final se verá incrementado en 10 € en concepto de portes para todos los envíos de cepas, independiente del número de unidades.

Acticult 3R**Cepa liofilizada****¿CÓMO HACER UN PEDIDO DE CEPAS DE LA CECT?**

- 1) Indique en su pedido la presentación (Liofilizada o Acticult o CECT 6R), el nombre del microorganismo y, si lo conoce, el nº de cepa de la CECT. Ejem.- Acticult Bacillus subtilis CECT 356.
- 2) Si no sabe qué cepa necesita, póngase en contacto con nosotros y le indicaremos, según su uso, qué cepa le conviene (control de medios, esterilidad, ensayos de laboratorio...)

SANILABO INDUSTRIA

Fax: +34 96 374 04 84 / 902 100 274

Email: industria@sanilabo.com

WebSite: www.sanilabo.com

WebShop: www.sanilaboshop.es

SANILABO S.L. | VALENCIA | C/San Roque nº30 Bajo

46910 Benetusser - Valencia

T. +34 96 395 08 09 / 902 100 275

F. +34 96 374 04 84 / 902 100 274

| MURCIA | T. +34 902 100 275

| BALEARES | T. +34 902 100 275

CEPAS PARA MICROBIOLOGÍA



Colección Española de Cultivos Tipo (CECT)

Código	Producto	Presentación
--------	----------	--------------

CEPAS MÁS HABITUALES Y SU UTILIDAD

Recuento aerobios mesófilos	<i>Bacillus subtilis</i>	CECT 356 (ATCC 6633)
	<i>Escherichia coli</i>	CECT 516 (ATCC 8739)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	CECT 435 (ATCC 25923)
Aerobios psicrotrofos	<i>Pseudomonas fluorescens</i>	CECT 378 (ATCC 13525)
Recuento de Enterobacterias, Salmonella y coliformes	<i>Escherichia coli</i>	CECT 516 (ATCC 8739) CECT 515 (ATCC 11775)
	<i>Enterobacter cloacae</i>	CECT 5075 (ATCC 23355)
	<i>Salmonella typhimurium</i>	CECT 4594 (ATCC 14028)
Recuento estreptococos fecales	<i>Enterococcus faecalis</i>	CECT 481 (ATCC 19433)
Recuento de <i>Staphylococcus aureus</i> y <i>Staphylococcus epidermidis</i>	<i>Staphylococcus aureus</i>	CECT 239 (ATCC 6538)
	<i>Staphylococcus epidermidis</i>	CECT 231 (ATCC 12228)
Clostridios sulfito-reductores Medios SPS ó TSC	<i>Clostridium perfringens</i>	CECT 376 (ATCC 13124)
		CECT 4647 (ATCC 10543)
Determinación de <i>Listeria monocytogenes</i>	<i>Listeria monocytogenes</i>	CECT 932 (ATCC 35152)
	<i>Listeria innocua</i>	CECT 910 (ATCC 33090)
Determinación de <i>Pseudomonas Aeruginosa</i>	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CECT 111 (ATCC 9027)
Determinación de beta-D-glucuronidasa. Con un medio que contenga X-glucuronido, por ejemplo 4-metilumbeliferil-B-D-glucuronido (MUG)	<i>Escherichia coli</i>	CECT 515: POSITIVO
	<i>Shigella sonnei</i>	CECT 413: POSITIVO
	<i>Escherichia coli</i> O157:H7 CECT 5947: negativo y sorbitol negativo. La cepa <i>Escherichia coli</i> CECT 5947 con serotipo O157:H7 tiene una delección en un gen de virulencia, lo que lo hace especialmente adecuada para su empleo en ensayos de alimentos.	

SANILABO INDUSTRIA

Fax: +34 96 374 04 84 / 902 100 274

Email: industria@sanilabo.comWebSite: www.sanilabo.comWebShop: www.sanilaboshop.es

SANILABO S.L. | VALENCIA | C/San Roque nº30 Bajo

46910 Benetusser - Valencia

T. +34 96 395 08 09 / 902 100 275

F. +34 96 374 04 84 / 902 100 274

| MURCIA | T. +34 902 100 275

| BALEARES | T. +34 902 100 275



Sanitaria de laboratorio