

SANILABO

CATÁLOGO 2011 INDUSTRIA



SISTEMAS DE
GENERACIÓN DE
ATMÓSFERAS



SANILABO INDUSTRIA

Fax: +34 96 374 04 84 / 902 100 274

Email: industria@sanilabo.com

WebSite: www.sanilabo.com

WebShop: www.sanilaboshop.es

SANILABO S.L. | VALENCIA | C/San Roque nº30 Bajo

46910 Benetusser - Valencia


T. +34 96 395 08 09 / 902 100 275

F. +34 96 374 04 84 / 902 100 274

| MURCIA | T. +34 902 100 275

| BALEARES | T. +34 902 100 275

SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ATMÓSFERAS

Código	Producto	Presentación
 SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ATMÓSFERAS		
055-059	DRY ANAEROBIC IND. STRIP 100U. Tiras indicadoras de anaerobiosis Gaspak.	100 unidades
055-079	GASPAK EZ ANAEROBIOSIS. Sobres para la generación de una atmósfera anaerobia que se activan al abrir su envoltorio.	20 unidades
055-093	GASPAK EZ ANAEROBE POUCH SYSTEM. Kit completo para crear rápidamente una atmósfera anaerobia. Bolsas con cierre zip-lock. Para 1-4 placas Petri. No necesitan agua, ni catalizador. Son activados por el aire. 20 bolsas, 20 sobres y 20 Indicadores anaerobios.	20 unidades
055-201	BD Gaspak EZ Campi container System Sachets. Sobres para la generación de una atmósfera microaerófila que se activan al abrir su envoltorio.	20 unidades
055-234	BD GasPak EZ Campy Pouch System. Kit completo para crear rápidamente una atmósfera microaerófila- Bolsas cierre zip-lock. Para 1-4 placas Petri. No necesitan agua, ni catalizador. Son activados por el aire.	20 unidades
055-132	BD Gaspak EZ Sobres generadores de atmósfera Rica en CO2. No requiere adición de agua ni ningún otro reactivo para su activación, tampoco necesita catalizadores. Diseñados para ser usados en Contenedores Herméticos Gaspak EZ.	20 unidades
055-241	BD GASPAK EZ CO2 POUCH. Sistema generador de atmósfera rica en CO2 (Capnofílica) Gaspak EZ en bolsas. Capacidad 2 placas de petri por Bolsa. Generación de la atmósfera sin necesidad de adicción de agua destilada.	20 unidades
055-078	INCUBATION CONTAINER 15 PLATES. Contenedor Gaspak EZ standard. Fácil cierre, resistente a roturas y agentes químicos. Para 15- 18 placas Petri.	unidad
055-100	INCUBATION CONTAINER 30 PLATES. Contenedor Gaspak EZ grande. Fácil cierre, resistente a roturas y agentes químicos. Para 30-33 placas Petri.	unidad
055-091	INCUBATION CONTAINER RACK. Gradilla para contenedor Gaspak EZ standard. Gradilla resistente de poliuretano, para 15-18 placas. Diseñada para ser utilizada con el contenedor Standard Gaspak EZ.	unidad
055-101	INCUBATION CONTAINER RACK LARGE. Gradilla para contenedor Gaspak EZ grande. Gradilla resistente de poliuretano, para 30-33 placas. Diseñada para ser utilizada con el contenedor Gaspak EZ grande.	unidad



Sanilabo
Sanitaria de laboratorio