

SISTEMAS DE ANAEROBIOSIS



Pedidos: Fax: +34 96 374 04 84 / 902 100 274  
Email: pedidos@sanilabo.com

Para cualquier sugerencia: marketing@sanilabo.com  
Suministramos cualquier tipo de material, equipo o marca para su laboratorio

WebSite: www.sanilabo.com  
WebShop: www.sanilaboshop.es

SANILABO S.L. | VALENCIA | C/San Roque nº30 Bajo  
46910 Benetusser - Valencia  
T. +34 96 395 08 09 / 902 100 275  
F. +34 96 374 04 84 / 902 100 274

| MURCIA | T. +34 902 100 275  
| BALEARES | T. +34 902 100 275

## SISTEMAS DE ANAEROBIOSIS

Código	Producto	Presentación
<b>SISTEMAS DE ANAEROBIOSIS</b>		
055-059	<b>DRY ANAEROBIC IND. STRIP 100U.</b> Tiras indicadoras de anaerobiosis Gaspak.	100 unidades
055-079	<b>GASPAK EZ ANAEROBIOSIS.</b> Sobres para la generación de una atmósfera anaerobia que se activan al abrir su envoltorio.	20 unidades
055-093	<b>GASPAK EZ ANAEROBE POUCH SYSTEM.</b> Kit completo para crear rápidamente una atmósfera anaerobia. Bolsas con cierre zip-lock. Para 1-4 placas Petri. No necesitan agua, ni catalizador. Son activados por el aire. 20 bolsas, 20 sobres y 20 Indicadores anaerobios.	20 unidades
055-201	<b>BD Gaspak EZ Campi container System Sachets.</b> Sobres para la generación de una atmósfera microaerófila que se activan al abrir su envoltorio.	20 unidades
055-234	<b>BD GasPak EZ Campy Pouch System.</b> Kit completo para crear rápidamente una atmósfera microaerófila- Bolsas cierre zip-lock. Para 1-4 placas Petri. No necesitan agua, ni catalizador. Son activados por el aire.	20 unidades
055-132	<b>BD Gaspak EZ Sobres generadores de atmósfera Rica en CO2 .</b> No requiere adición de agua ni ningún otro reactivo para su activación, tampoco necesita catalizadores. Diseñados para ser usados en Contenedores Herméticos Gaspak EZ.	20 unidades
055-241	<b>BD GASPAK EZ CO2 POUCH.</b> Sistema generador de atmósfera rica en CO2 (Capnofílica) Gaspak EZ en bolsas. Capacidad 2 placas de petri por Bolsa. Generación de la atmósfera sin necesidad de adición de agua destilada.	20 unidades
055-078	<b>INCUBATION CONTAINER 15 PLATES.</b> Contenedor Gaspak EZ standard. Fácil cierre, resistente a roturas y agentes químicos. Para 15- 18 placas Petri.	unidad
055-100	<b>INCUBATION CONTAINER 30 PLATES.</b> Contenedor Gaspak EZ grande. Fácil cierre, resistente a roturas y agentes químicos. Para 30-33 placas Petri.	unidad
055-091	<b>INCUBATION CONTAINER RACK.</b> Gradilla para contenedor Gaspak EZ standard. Gradilla resistente de poliuretano, para 15-18 placas. Diseñada para ser utilizada con el contenedor Standard Gaspak EZ.	unidad
055-101	<b>INCUBATION CONTAINER RACK LARGE.</b> Gradilla para contenedor Gaspak EZ grande. Gradilla resistente de poliuretano, para 30-33 placas. Diseñada para ser utilizada con el contenedor Gaspak EZ grande.	unidad



**Sanilabo**  
Sanitaria de laboratorio