



**NUEVO**

## Drug-Screen® Etilglucorónido (EtG) Punto de corte 300 ng/ml

El test rápido Drug-Screen® etilglucorónido es un inmunoensayo cromatográfico para la detección rápida cualitativa del biomarcador específico de alcohol etilglucorónido en orina humana con un punto de corte de 300ng/ml. Puede servir como medio de ayuda para la realización o supervisión de medidas terapéuticas.

El test rápido es un diagnóstico in vitro de uso profesional.


### Fórmula:



### Nombre técnico:

(2S,3S,4S,5R,6S)-6-Ethoxy-3,4,5-Trihydroxyoxan-2-Carbonic acid

El EtG puede detectarse en orina de dos a cuatro días tras la ingesta de alcohol. El EtG puede utilizarse como biomarcador para pruebas de alcohol en programas de control y frente a las pruebas estándar de alcohol tiene la ventaja de un mayor tiempo de detección.



### Dirección

C/San Roque, 30 Bajo  
46910 Benetusser (Valencia)

### Teléfono

T. +34 96 395 08 09 / 902 100 275  
F. +34 96 374 04 84 / 902 100 274

### Página web

[www.sanilabo.com](http://www.sanilabo.com)

### Tienda online

[www.sanilaboshop.es](http://www.sanilaboshop.es)

