


SISTEMAS AUTOMÁTICOS VSG

106-331	SISTEMA ERILINE-AR® 60 POSICIONES	1
106-197	SISTEMA LENA® 16 POSICIONES	1
LI-AR9150	CCD BARCODE READER	1
106-391	TUBOS sistema vacío VACUSED	500 U.
106-198	TUBOS sistema abierto ERILINE-LENA	600 U.
LI-AR9000	PAPEL ROLLO ERILINE	12
10000-00062	AGITADOR DE TUBOS ROTATIVO NORIA-R NR50 (sin accesorio)	1
20000-00051	Accesorio Disco carrusel 60 tubos de cultivo Ø 12 a 13,5	1



CONTROLES SISTEMAS AUTOMÁTICOS VSG

Las sangres control EQUINOX SEDIRATE para VSG son sangres especialmente diseñadas para su uso en más de 12 analizadores automáticos de VSG. Se presentan dos variedades: en dos viales de 10 ml **NO preparados** para su uso, y que el propio cliente dosifica cuando lo necesita,

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION
LI-5910005	VSG CONTROL (1H-1N) EQUINOX	2x10 ml

Ya listos para su uso, con una caducidad de 4 semanas, para nuestros sistemas LENA y ERILINE AR.

106-304	VSG CONTROL (1H-1N) LENA/ERILINE	2x2 ml
106-046	VSG CONTROL VACIO (1H-1N) LENA/ERILINE	2x2 ml

SISTEMA VSG MANUAL

106-250	SISTEMA VSG MANUAL P3 DE 1 ML	600 PIPETAS +600 TUBOS
106-251	SISTEMA VSG MANUAL P3 DE 1 ML	200 PIPETAS +200 TUBOS

