

PROGRAMA DE ANÁLISIS DE SEMEN ISAS




PROGRAMA DE ANÁLISIS DE SEMEN ISAS

Código

Producto

Presentación

ISASLAB- SISTEMA COMPLETO ESPERMIOGRAMA



**Sistema integrado de análisis de semen humano para el laboratorio. Características:**

**Movilidad:** Análisis cinético siguiendo el criterio OMS (para seres humanos), incluyendo células hiperactivadas. Los resultados proporcionan datos cinéticos (con fines científicos) y clasificación de movilidad (con fines clínicos).

**Morfología:** Morfología de la cabeza, acrosoma y pieza intermedia de acuerdo con los criterios OMS y estrictos (para seres humanos), tras tinción con diffquick. Se obtienen también 14 datos morfométricos.

**Concentración:** máxima precisión en el análisis de concentración utilizando muestras fijadas y cámaras de recuento de 10 µm de altura.

**Fragmentación de DNA:** Análisis del daño en el DNA a partir de imágenes utilizando diferentes protocolos.

CÁMARAS DE CONTAJE

ISAS-D4C12	CÁMARAS Recuento ISAS 4 posiciones de análisis. 25 unidades por caja. 12 micras.	100 análisis
ISAS-D4C16	CÁMARAS Recuento ISAS 4 posiciones de análisis. 25 unidades por caja. 16 micras	100 análisis
ISAS-D4C20	CÁMARAS Recuento ISAS 4 posiciones de análisis. 25 unidades por caja. 20 micras	100 análisis
ST20G	SPERMTRACK-20 with grid	unidad
ST20NG	SPERMTRACK-20 without grid	unidad
ST10G	SPERMTRACK-10 with grid	unidad
ST10NG	SPERMTRACK-10 without grid	unidad
ISAS-HEAT	Pletina microscopio calefactable + Software PC, resolución 0,6 °C	unidad
PC-12T-37C	ISAS-PC, incubador 12 tubos y zona para portas	unidad
PC-40T-37C	ISAS-PC, incubador 40 tubos y zona para portas	unidad



Sanilabo

Sanitaria de laboratorio