



LEGIONELLA/ NEUMOCOCO SCANNER RSS II

SISTEMA ANALIZADOR AVANZADO
PARA TÉST RÁPIDOS



Legionella/Neumococo Scanner RSS II

El lector es capaz de leer los test de Legionella y Neumococo de Sanilabo, ofreciendo resultados en tan sólo unos segundos. La nueva tecnología de ajuste autónomo de sub pixels " Intelligent Shape Detection (ISD)", reconoce la posición y el formato del test. El casete se lee corretamente en cualquier posición esto previene que el test sea leído de forma incorrecta accidentalmente.

Ventajas

- + Análisis de los tests en segundos
- + Fácil manejo y libre posicionamiento de los tests
- + Guarda la imagen del test
- + Envío de resultados on-line al SIL (Sistema Informático del Laboratorio).

Interface clara y fácil de manejar



Análisis y almacenamiento de los resultados

El Legionella/Neumococo Scanner RSS II ofrece resultados precisos, fáciles de manejar y el almacenado de los análisis de forma fácil y segura, sin usar papel. Una práctica función de búsqueda permite un acceso rápido a los datos previamente guardados. Gracias a que la información está claramente almacenada y organizada, el ahorro de papel en el lugar de trabajo es una realidad.

Flexibilidad

Además de nuestros test de Legionella y Neumococo el Scanner RSS II puede leer, entre otros, tests médicos rápidos como test de detección de drogas de abuso, pruebas de embarazo o tests rápidos de microbiología y de alergias.

Scanner RSS II y estación de trabajo instalada en el PC



Importación y exportación de datos- Conexión SIL

Con una interface opcional los datos pueden ser transferidos hacia y/o desde un Sistema Informático de Laboratorio (SIL). El software dispone de un lector de códigos de barras y es posible conectarlo a un SIL existente a través de una interfaz. Los datos transferidos pueden ser configurados como unidireccionales o bidireccionales.

Referencias Sanilabo

315-035	Test rápido Sanilabo® de detección de antígeno de Legionella en orina.	10 casetes
315-105	Test rápido Sanilabo® de detección de antígeno de Strep.Pneumoniae en orina.	10 casetes
315-106	Test rápido Sanilabo® de detección de Legionella pneumophila y antígeno de Strep.Pneumoniae en orina.	10 casetes